



# e-motion® | twion®

## PRODUCT SELECTIE HULP

Er zijn verschillende soorten hoepel ondersteuning. Om een goede keus te maken zijn hieronder de belangrijkste kenmerken van de e-motion en de twion opgesomd om de keus gemakkelijker te maken.

	e-motion®	twion®
		
<b>Typische aandoeningen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neurologische aandoeningen, zoals multiple sclerose, spierziekten</li> <li>- Tetraplegie</li> <li>- CVA</li> <li>- Schouder aandoeningen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paraplegie</li> <li>- Amputatie</li> <li>- Hart aandoening</li> </ul>
<b>Kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verminderde kracht</li> <li>- Snel vermoeid bij inspanning</li> <li>- Ongelijke armsterkte (disbalans)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Goede stabiliteit bovenlichaam</li> <li>- Goede coördinatie van armsterkte</li> </ul>
<b>Bereik</b>	15 - 40 km <sup>1)</sup>	12 - 20 km <sup>2)</sup>
<b>Gewicht per wiel (incl. accu)</b>	10,5 kg	Vanaf 6 kg <sup>3)</sup>
<b>Motor kracht</b>	Erg hoog (30 Nm aandrijving)	Medium (20 Nm aandrijving)
<b>Snelheid</b>	6 km/u	6 km/u (optioneel 10 km/u <sup>4)</sup> )
<b>Bruikbaar op</b>	Past op bijna alle handbewogen rolstoelen die momenteel verkrijgbaar zijn	Initieel voor actieve rolstoelen of lichtgewicht rolstoelen die geconfigureerd zijn voor actief gebruik
<b>Max. gewicht eindgebruiker</b>	130 kg	120 kg
<b>Toegestane totaal gewicht (eindgebruiker, hoepel ondersteuning &amp; rolstoel)</b>	180 kg	145 kg
<b>Speciale functies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugrolvertraging</li> <li>- 2 Ondersteuningsniveau's</li> <li>- Ondersteuning kan links / rechts verschillend ingesteld worden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobility App voor smartphone</li> <li>- Mobility Plus pakket</li> </ul>

1 & 2) Afhankelijk van de gebruikscondities

3) Afhankelijk van de gekozen uitvoering

4) Optioneel beschikbaar: via Mobility Plus pakket